

HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE SOBRE EL USO DE:

- Mepilex®**
- Mepilex® Ag**
- Mepilex® Lite**



Mepilex es un vendaje que ha sido indicado por su profesional de salud. Este vendaje ayudará a que su herida cure y no se pegará a su herida

- Este vendaje requiere ser asegurado con cinta adhesiva o envoltura médica

Guantes desechables deben ser usados para su protección y la de otros

Siga las instrucciones señaladas con

PASO 1. Preparándose para cuidar su herida:

- Antes de cambiar su vendaje, limpie el área donde trabajará
- Reúna los materiales indicados en: **INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE**
- Lave y seque sus manos


PASO 2. Quitar su vendaje Mepilex usado:

- Quite el vendaje de cobertura que mantiene el vendaje Mepilex fijo
- Levante suavemente la esquina de su vendaje Mepilex y vaya apartándola de la herida
- Si se indicó un material de relleno para su herida, retírelo según las instrucciones
- Descarte los materiales utilizados en una bolsa plástica y quítese los guantes
- Lave y seque sus manos


PASO 3. Limpiando su herida:

- Limpie su herida utilizando el limpiador de heridas indicado en: **INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE**
- Seque la piel alrededor de su herida con una gasa seca o una tela limpia
- Si es necesario, reemplace el material de relleno según las instrucciones


PASO 4. Colocando su nuevo vendaje Mepilex:



A Libere la película protectora del vendaje



B Coloque el vendaje con la superficie adhesiva hacia abajo, centrándolo sobre la herida. Presione suavemente el vendaje sobre su piel, asegurándose que no queden arrugas en los bordes.



C Fije su vendaje con la cinta adhesiva o envoltura indicada en: **INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE**



CUANDO DEBE LLAMAR A SU PROFESIONAL DE SALUD (médico, enfermera, terapeuta)

- Cualquier cambio en la herida que le preocupe.
- Si aumenta la supuración en la herida.
- Si usted experimenta un aumento repentino del dolor o un dolor nuevo en la herida.
- Si el área alrededor de la herida se torna roja, se inflama, o duele al tocarla.
- Si la herida cambia de un color rosado o rojo a un color marrón o negro.
- Si usted tiene fiebre o si el olor de la herida empeora
- Si usted tiene preguntas.

NOTA: Las recomendaciones e información incluidas en esta material no deben considerarse un reemplazo del diagnóstico médico y/o consejos médicos. Lea el folleto que viene en el interior del empaque para instrucciones y precauciones completas. Contacte a su profesional de salud con preguntas sobre el cuidado o condición de su herida.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

MATERIALES QUE PUEDE NECESITAR:
Mepilex/Mepilex Ag/Mepilex Lite

Tamaño:

Número de orden:

- Gasa seca o tela limpia
- Guantes desechables
- Bolsa plástica

Limpiador de heridas:

Relleno para la herida:

Fijar el vendaje con:

Otros:

SU VENDAJE DEBE SER CAMBIADO:

Frecuencia/Día:

NOTA: El vendaje se debe cambiar cuando se nota la presencia de fluidos en los bordes del vendaje.

ESCRIBA LAS FECHAS DEL CAMBIO DE VENDAJE

| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
|----------|----------|----------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NUMERO DE CONTACTO:

DONDE OBTENER MAS VENDAJES

Nombre y teléfono del proveedor